



Tris-Glycine Transfer Buffer, 1×

Tris-甘氨酸 WB 转膜缓冲液(1×粉剂)

产品编号： C05-05003

产品规格： 1L/包（粉剂）

保存方法： 室温保存。

产品简介

Tris-甘氨酸转膜缓冲液是用于蛋白印迹实验（Western blotting）中湿法以及半干法电泳转膜的缓冲试剂。本产品为配制 1L Tris-甘氨酸转膜缓冲液的粉剂，使用前加水：甲醇（4:1）溶液溶解即可，溶解后各组分浓度为 25mM Tris, 250mM Glycine, 20%甲醇。

注意事项：

1. 试剂溶解后尽快使用，如有剩余应密封后 2-8℃保存，防止污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴手套操作。