

磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)活性检测试剂盒说明书

PEPC Assay Kit

分光光度法

货号: AK125

规格: 50T/48S

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
提取液 ES-07	60ml×1 瓶	4℃保存
AK125-A	液体 30ml×1 瓶	4℃保存
AK125-B	液体 10ml ×1 瓶	4℃保存
AK125-C	粉剂×1 瓶	-20℃保存
AK125-D	粉剂×1 瓶	-20℃保存
AK125-E	原液 20 μL×1 支	4℃保存
AK125-F	稀释液 10mL×1 瓶	4℃保存

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介:

意义: 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶 (Phosphoenolpyruvate Carboxylase, PEPC) (EC 4.1.1.31) 广泛存在于动物、植物、微生物和细胞中, 是催化磷酸烯醇式丙酮酸与二氧化碳反应生成草酰乙酸呈不可逆反应的酶, 对三羧酸循环的运转起重要调节作用。

原理: PEPC 催化磷酸烯醇式丙酮酸和 CO₂ 生成草酰乙酸和 HPO₄²⁻, 苹果酸脱氢酶进一步催化草酰乙酸和 NADH 生成苹果酸和 NAD⁺, 在 340nm 测定 NADH 减少速率, 计算 PEPC 活性。

自备用品:

紫外分光光度计、台式离心机、可调式移液器、1 mL 石英比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

试剂预配制:

AK125-C: 临用前加入 8mL 蒸馏水充分溶解备用, 现配现用

AK125-D: 临用前加入 5mL 蒸馏水充分溶解备用, 现配现用

样本前处理:

1. 细菌或培养细胞: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 按照细菌或细胞数量 (10⁴ 个): 提取液体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液), 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 8000g 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。
2. 组织: 按照组织质量 (g): 提取液体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液), 进行冰浴匀浆; 8000g 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。
3. 血清 (浆) 样品: 直接检测。

检测步骤:

1. 分光光度计预热 30min, 调节波长到 340 nm, 蒸馏水调零。
2. AK125-E 工作液的配制: 将 AK125-E: AK125-F = 1 μL:329 μL 稀释, 用多少配多少。
3. AK125-A、B、C、D 和 E 工作液置于 25℃ (其他物种) 或 37℃ (哺乳动物) 水浴中预热 5min。

试剂名称	测定管 (ul)
AK125-A	500
AK125-B	150

AK125-C	150
AK125-D	95
AK125-E 工作液	95
样本	20
迅速混匀，加样本的同时开始计时，于 340nm 处测定初始吸光度 A1 和反应 5min 后的吸光度 A2，计算 $\Delta A=A1-A2$	
注：如果一次性测定样本数较多，AK125-A, B, C, D, E 工作液按比例配成混合液。	

PEPC 酶活性计算公式：

1. 血清（浆）PEPC 活力计算

单位定义：每毫升血清（浆）每分钟消耗 1 nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{PEPC (nmol/min/mL)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div V_{\text{样}} \div T = 1624 \times \Delta A$$

2. 组织、细菌或细胞中 PEPC 活力计算

(1) 按样本蛋白浓度计算

单位定义：每 mg 组织蛋白每分钟消耗 1nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{PEPC (nmol/min/mg prot)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (V_{\text{样}} \times \text{Cpr}) \div T = 1624 \times \Delta A \div \text{Cpr}$$

(2) 按样本鲜重计算

单位定义：每 g 组织每分钟消耗 1 nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{PEPC (nmol/min/g 鲜重)} &= [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T \\ &= 1624 \times \Delta A \div W \end{aligned}$$

3. 按细菌或细胞密度计算

单位定义：每 1 万个细胞每分钟消耗 1 nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{PEPC (nmol/min/10}^4 \text{ cell)} &= [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T \\ &= 3.248 \times \Delta A \end{aligned}$$

注： $V_{\text{反总}}$ ：反应体系总体积， 1.010×10^{-3} L； ϵ ：NADH 摩尔消光系数， 6.22×10^3 L / mol /cm； d ：比色皿光径，1cm； $V_{\text{样}}$ ：加入样本体积，0.02 mL； $V_{\text{样总}}$ ：加入提取液体积，1 mL； T ：反应时间，5 min； Cpr ：样本蛋白质浓度，mg/mL； W ：样本质量，g；500：细菌或细胞总数，500 万。